

# ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

## 3-пластова медицинска маска

Еднократна трислойна медицинска маска за лице с клип в горната част.  
Произведена от нетъкан текстил в 3 слоя:

1. Водонепропускли външен слой;
2. Среден слой – филтър 4protect;
3. Противоалергенен вътрешен слой.

Покрива устата, носа и долната челюст, като по този начин създава физическа бариера пред директното разпръскване на патогени, микроорганизми, частици и др.

Характеристики:

- Абсорбира влагата;
- Отлична филтрация;
- Оптимална устойчивост;
- Металният клип осигурява по-добро прикрепане към лицето;
- Свободно дишане;
- Предпазва от вируси.

Внимание! Правилната употреба на маската намалява риска от заразяване.

Начин на употреба: Извадете маската от опаковката и поставете на лицето. За ефективно предпазване носът и устата трябва да бъдат плътно покрити. Използвайте не повече от 2 часа.

Сертифицирана по Стандарт EN 14683:2019+AC:2019, рег. № CE20080861.