

Инструкция за употреба

5-пластова медицинска маска

Еднократна, петпластова, медицинска маска за лице с клип в горната част.

Произведена от нетъкан текстил в 5 слоя:

- 1- Нетъкан текстил
- 2- Аеро горещ памук
- 3- Филтър 4protect
- 4- Филтър 4protect
- 5- Нетъкан текстил

Покрива устата,носа и долната челюст като по този начин създава физическа бариера предпазвайки от разпръскване на патогени, микроорганизми, частици и др.

Характеристики:

- Абсорбира влагата
- Притежава отлична филтрация
- Оптимална устойчивост
- Предпазва от вируси
- Металният клип осигурява по-добро прикрепяне към лицето
- Свободно дишане

Начин на употреба:

Извадете маската от опаковката и я поставете на лицето. За по-ефективно предпазване, носът и устата трябва да бъдат плътно покрити.

ВАЖНО!

Използвайте маската не повече от 2 часа.

Продуктът не е подходящ за деца под 3 години.

Маската е медицинско изделие.

Сертифицирана по стандарт EN 14683:2019+AC:2019, рег. № 20090864